


# Bipolare Elektrode nach Binner

## Bipolar "Binner" Probe



1:1




Die Isolierung liegt geschützt innerhalb des Schafts!

REF 70 04 62

The insulation lies inside the shaft and is protected against damage!

Bipolare Elektroden nach Binner zur Koagulation der Nasenmuschel. **Fragen Sie nach unserer Beschreibung der Indikation und Anwendung der bipolaren Nadel!**

Binner bipolar needle for coagulation of the turbinal (concha nasalis inferior). **Ask for our description of the indication and application of the bipolar needle!**



### Verbessert mit folgenden Vorteilen:

- Superdünne Schutzisolation, die die Mucosa der Nasenmuschel vor Verbrennungen schützt. Resultat: Keine Wundheilschmerzen und keine Schorfbildung.
- Längere, kräftigere Nadeln für bessere Ergebnisse.
- Optimale Größe zur Anwendung bei Kindern wie auch Erwachsenen.

### Improved with these advantages:

- Super-thin protective insulation avoids necrosis of the turbinates' mucosa. Result: no pain from wound healing, no charring.
- Longer, thicker needles for better surgical results.
- Ideal size for use with children as with adults.